



**PCE INSTRUMENTS**

## Balance dessiccateur 110g - 200 g PCE-MA

[Voir la page produit](#)

### Description

Avec le dessiccateur PCE-MA vous pouvez peser différents matériaux et déterminer leur humidité. Il est équipé d'une chambre de séchage qui atteint les 199 °C grâce à des lampes halogènes. Dans cette chambre, le matériel se sèche et le contenu d'humidité est calculé à partir de la différence de masse.

Grâce à sa précision de pesage de 0,001 g vous pouvez détecter avec ce dessiccateur de très petites différences. Les résultats sont indiqués sur le grand écran LCD.

La mémoire du dessiccateur permet de stocker jusqu'à 15 programmes de séchage différents. La balance dessiccante PCE-MA est très utile pour réaliser des contrôles de qualité, comme par exemple des granulés, des pellets ou des grains.

De plus, vous pouvez connecter la balance dessiccateur PCE-MA à un ordinateur à travers l'interface RS-232. Vous pourrez recalibrer à tout moment l'appareil de dessiccation, grâce à la fonction de calibration interne et le poids de réglage qui est inclus dans l'envoi.

### Caractéristiques

- Plage de pesage: 110 g
- Capacité de lecture: 1 mg / 0,001 g
- Chambre de séchage pour déterminer humidité
- Interface RS-232
- Mémoire avec 15 programmes de séchage
- Réglage de la durée du séchage
- Utilisation simple
- Fonction de calibration
- Poids de calibration inclus de 100 g
- Grand écran LCD avec 9 touches.

Balance dessiccatrice - dessiccante

**Plage de pesage selon modèles :**

Capacité de lecture

Chauffage

Plage de température

Temps de séchage

Plage de mesure de l'humidité

Capacité de lecture

Mémoire

Interface

Ecran

Alimentation

Dimensions

MA

**PCE-MA 100 : 110 g / PCE-MA 200 : 200 g**

1 mg / 0,001 g

Lampes halogènes

+40 ... +199 °C

1 à 99 minutes, ajustable

0 ... 100 %

0,01%

15 programmes de séchage

RS-232

LCD de 9 touches

220 V / 50 Hz

200 x 180 x 380 mm

Poids

Environ 4,3 kg